



LEPHYSIOstrap®

Le dispositif PHYSIOstrap® est léger, n'entrave pas le mouvement. Il peut donc se porter quotidiennement, sur une longue durée et même en prévention.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser en cas d'artérite, d'état variqueux important, de séquelles de phlébite ou d'œdème (lymphatique/veineux) de la jambe et/ou de la cuisse de manière à ne pas entraver la circulation. Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.

USAGE RÉGULIER

PHYSIOstrap® MÉDICAL

MAINTIENT ET SOULAGE LE GENOU FRAGILE ET DOULOUREUX.

Gonarthrose. Pathologies rotuliennes. Fragilité ligamentaire.

SPÉCIFICITÉS

- Aide à sécuriser le genou grâce au tendon breveté EPITHELIUMFLEX® et aux tissus de compression performants. Soulage et favorise la poursuite ou la reprise des activités quotidiennes. Contribue à préserver le capital mobilité.
- Extra-fin (moins de 40g), il se porte sous toutes vos tenues.
- Excellent maintien grâce aux bandes élastiques siliconées : ne glisse pas.
- Aucune gêne derrière le genou.
- Lavable en machine à 30°C.
- Vendu à l'unité. Peut se porter indifféremment sur la jambe gauche ou droite.

TAILLES	XS	S	M	L	XL
MESURES	32 < O ≤ 35 cm	35 < O ≤ 38 cm	38 < O ≤ 41 cm	41 < O ≤ 44 cm	44 < O ≤ 47 cm
RÉFÉRENCES	V010	V011	V012	V013	V014
EAN	3660396008102	3660396008119	3660396008126	3660396008133	3660396008140
ACL	6025448	6025450	6025451	6025452	6025453

