



USAGE RÉGULIER




ORTHÈSE POUCE SOUPLE D'ACTIVITÉ

MAINTIENT ET SOULAGE LE POUCE.




Rhizarthrose.

SPÉCIFICITÉS




- Portée quotidiennement, elle aide à soulager les douleurs articulaires à la base du pouce (rhizarthrose) en le maintenant en position de repos et en limitant les micro-mouvements traumatisants.
- Maintien de la chaleur locale grâce au tendon en silicone EPITHELIUMFLEX®.
- Fonctionnalité de la main préservée au quotidien.
- Fine, elle permet de porter une montre ou des bijoux.
- Pas d'éléments auto-agrippants, agressifs pour les vêtements.
- Lavable en machine à 30° dans le filet de lavage fourni.
- Vendue à l'unité.



Main gauche

TAILLES	MESURES	RÉFÉRENCES	EAN	ACL
S	13 ≤  ≤ 15cm	0591G	3660396006115	6426007
M	15 <  ≤ 17cm	0592G	3660396006139	6426013
L	17 <  ≤ 19cm	0593G	3660396006153	6426071

Main droite

TAILLES	MESURES	RÉFÉRENCES	EAN	ACL
S	13 ≤  ≤ 15cm	0591D	3660396006108	6425999
M	15 <  ≤ 17cm	0592D	3660396006122	6426036
L	17 <  ≤ 19cm	0593D	3660396006146	6426065