

# COUSSIN DECUBITUS LATERAL XL

Références	Désignations
NEG0383	Coussin décubitus latéral XL
NEG0383D	Coussin décubitus latéral XL Déhoussable
NEG0408	Housse en coton bouclette
NEG0403	Housse en PU bi-élastique
NEG0383HLEN	Housse en Lenzing®
<b>Dimensions : 200 x 35 cm</b>	



Ce coussin permet un appui intégral du corps de la tête jusqu'aux pieds. Lors d'une mise en décubitus latéral, il protégera efficacement contre les surpressions et évitera les problèmes d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets. Il permet une bonne position du patient dans toutes les positions latérales.

## COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 54 % enduction de polyuréthane, 46% polyamide
- Poche du coussin déhoussable : maille jersey 100% coton open end
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
- Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
- Housse PU bi-élastique : 54 % enduction de polyuréthane, 46% polyamide
- Housse lenzing® : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

## RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion...) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

## ENTRETIEN :

Poche du coussin déhoussable : Lavage par essuyage  
ne pas laver en machine (risque d'éclatement de l'enveloppe au lavage et d'endommagement de la machine à laver)

Coussin :



Housse coton bouclette :



Housse PU bi-élastique & lenzing® :

