

COUSSIN DECHARGE TALONNIERE XL

Gamme d'aides techniques à la posture
en microbilles de polystyrène

Référence	Dimensions
NEG0552	85 x 20 cm



Utilisé localement, il permet de créer une décharge talonnière, ou une aide au calage du patient, en position de décubitus latéral.

COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 54 % enduction de polyuréthane, 46% polyamide
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion...) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

ENTRETIEN :

Coussins :

