



## MoliCare® Premium Elastic 8 gouttes

### Change complet avec ailes élastiques



Référence	Taille	Code EAN carton	Code EAN demi-palette	Code EAN palette
165471	SMALL	4052199297224	4052199140339	4052199297231
165472	MEDIUM	4052199297255	4052199140346	4052199297262
165473	LARGE	4052199297378	4052199140353	4052199297385
165474	EXTRA LARGE	4052199247663	4052199102108	4052199247670

### Produit

Les produits MoliCare® Premium Elastic sont des changes complets avec 2 ailes latérales élastiquées et 2 adhésifs de fixation extra-larges multi repositionnables pour les soins d'incontinence.

Ils sont destinés aux patients/résidents alités ou mobiles (femmes et hommes).

Les produits sont à usage unique et doivent être changés régulièrement autant que nécessaire.

Testé sous contrôle dermatologique.

### Indications / Classification

Indiqué quel que soit le degré d'incontinence urinaire et fécale.

Les produits peuvent être utilisés dans un environnement de soins à domicile et/ou dans des établissements de soins professionnels. La pose peut être effectuée par un aidant et/ou par un professionnel de santé.

MoliCare® Premium Elastic 8 gouttes est un dispositif médical de classe I.

### Spécifications



#### Composition :

- Voile externe : non-tissé en polyéthylène blanc sur lequel figurent le nom du produit, la taille et le code couleur du degré d'absorption (vert = 5 gouttes, bleu = 6 gouttes, rose = 7 gouttes, violet = 8 gouttes, bleu marine = 9 gouttes, gris = 10 gouttes)

#### Structure du coussin absorbant

1. coussin diffuseur : cellulose < curled fiber >
2. coussin absorbant : cellulose\* avec polymère superabsorbant
3. coussin de maintien : cellulose\*

\*blanchie sans chlore élémentaire

- Colle type hotmelt
- Voile de surface : non-tissé hydrophile en polypropylène blanc
- Barrières anti-fuites : non-tissé hydrophobe en polypropylène blanc
- Élastiques : au niveau des barrières anti-fuites à l'entrejambe

#### Ailes latérales élastiquées avec adhésifs de fixation

- Non tissé : hydrophobe en polypropylène blanc
- Matière élastique : non-tissé élastique hydrophobe en polypropylène blanc
- Adhésifs de fixation : non tissé en polypropylène auto-agrippant
- Indicateur d'humidité : encre hydrosoluble.



### Caractéristiques :

Référence	Longueur totale*	Largeur totale*	Poids total du change*	Tour de hanches
165471	720 mm	290 mm	91 g	70-90 cm
165472	810 mm	330 mm	123 g	85-120 cm
165473	925 mm	490 mm	131 g	115-145 cm
165474	980 mm	506 mm	157 g	140-175 cm

\*Tolérance +/-10%

### Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition : - 1ère miction	Relargage : - 1ère miction	Vitesse d'acquisition : - 2ème miction	Relargage : - 2ème miction
165471	150 ml: max. 85 s	150 ml: 0,3 max. 0,5 g	150 ml: max. 145 s	300 ml: 3,5 max. 5,0 g
165472	210 ml: max. 150 s	210 ml: 0,3 max. 0,5 g	210 ml: max. 250 s	420 ml: 3,5 max. 5,0 g
165473	150 ml: max. 85 s	150 ml: 0,3 max. 0,5 g	150 ml: max. 145 s	300 ml: 3,5 max. 5,0 g
165474	130 ml: max. 85 s	130 ml: 0,3 max. 0,5 g	130 ml: max. 145 s	260 ml: 3,5 max. 5,0 g

Référence	Absorption ISO 11948-1*
165471	2356 ml
165472	3144 ml
165473	3220 ml
165474	3591 ml

\*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : France et Allemagne

## Présentation / Conditionnement

En sachet polyéthylène.

Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité. Le conditionnement est compact.

Référence	Taille	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
165471	SMALL	26	3	28
165472	MEDIUM	26	3	24
165473	LARGE	24	3	20
165474	EXTRA LARGE	14	4	20

Référence	Taille	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
165471	SMALL	380 x 175 x 225 mm	543 x 393 x 245 mm	1200 x 800 x 1865 mm
165472	MEDIUM	380 x 190 x 260 mm	583 x 393 x 280 mm	1200 x 800 x 1830 mm
165473	LARGE	380 x 190 x 295 mm	590 x 393 x 325 mm	1200 x 800 x 1775 mm
165474	EXTRA LARGE	315 x 190 x 290 mm	595 x 393 x 331 mm	1200 x 800 x 1805 mm