



MoliCare® Lady pad 2G/3G/3,5G/4G/4,5G/5G

Protection anatomique



Référence	Taille	Code EAN sachet	Code EAN carton	Code EAN palette
168634	2G	4052199293325	4052199293332	4052199293349
168644	3G	4052199290553	4052199290560	4052199290577
168651	3,5G	4052199295220	4052199295237	4052199295244
168682	4G	4052199290614	4052199290621	4052199290638
168654	4,5G	4052199290645	4052199290652	4052199290669
168670	5G	4052199291031	4052199291048	4052199291055

Produit

Protection anatomique avec triple coussin absorbant assurant une diffusion rapide de l'urine pour un effet garde au sec immédiat et une neutralisation des odeurs.

Le voile externe en nontissé au toucher textile est intraversable et micro aéré.

La bande de fixation adhésive permet le maintien de la protection dans le sous-vêtement.

Protection active de la peau

Grâce à son pH 5,5, neutre à la peau, le coussin diffuseur aide à préserver le pH physiologique de la peau.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique.

Indications / Classification

Pour fuites urinaires légères à moyennes.

MoliCare® Lady pad 2G/3G/3,5G/4G/4,5G/5G est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

- Un nontissé externe hydrophile traité à l'Aloe Vera, recouvrant la zone ultra absorbante,
- Un triple coussin absorbant constitué d'un coussin diffuseur, de superabsorbant et de cellulose défibrée,
- Des élastiques en mousse à l'entrejambe
- Un voile externe intraversable et micro-respirant en nontissé au toucher textile,
- Une bande de fixation longitudinale adhésive,
- Un emballage individuel (MoliCare Lady pad 2G)

Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Poids total du produit
168634	265 +/- 10 mm	16 g env.
168644	335 +/- 10 mm	21 g env.
168651	335 +/- 10 mm	28 g env.
168682	430 +/- 10 mm	33 g env.
168654	430 +/- 10 mm	38 g env.
168670	430 +/- 10 mm	42 g env.

Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition - 1ère miction	Relargage - 1ère miction	Vitesse d'acquisition - 2ème miction	Relargage : - 2ème miction
168634	25 ml : 20 max. 30 s	25 ml : max. 0,3 g	25 ml : 50 max. 70 s	50 ml : max. 7,0 g
168644	25 ml : 30 max. 45 s	25 ml : max. 0,5 g	25 ml : 60 max. 80 s	50 ml : max. 5,0 g
168651	50 ml : 50 max. 70 s	50 ml : max. 0,5 g	50 ml : 120 max. 150 s	100 ml : max. 5,0 g
168682	25 ml : 50 max. 70 s	25 ml : max. 0,5 g	25 ml : 120 max. 150 s	50 ml : max. 5,0 g
168654	50 ml : 50 max. 70 s	50 ml : max. 0,5 g	50 ml : 120 max. 150 s	100 ml : max. 5,0 g
168670	50 ml : 50 max. 70 s	50 ml : max. 0,5 g	50 ml : 120 max. 150 s	100 ml : max. 5,0 g

Référence	Absorption ISO 11948-1*
168634	331 ml +/- 7%
168644	504 ml +/- 7%
168651	632 ml +/- 7%
168682	782 ml +/- 7%
168654	914 ml +/- 7%
168670	1029 ml +/- 7%

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : Allemagne

Présentation / Conditionnement

Les MoliCare® Lady pad 2/3/3,5/4/4,5 et 5 gouttes sont conditionnés en sachet (polyéthylène), puis en carton.

Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité.

Référence	Taille	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
168634	2G	14	18	30
168644	3G	14	12	42
168651	3,5G	14	12	42
168682	4G	14	12	28
168654	4,5G	14	12	28
168670	5G	14	12	28

Référence	Taille	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
168634	2G	210 x 95 x 110 mm	440 x 305 x 350 mm	1200 X 800 X 1900 mm
168644	3G	210 x 100 x 120 mm	438 x 314 x 256 mm	1200 X 800 X 1942 mm
168651	3,5G	210 x 100 x 120 mm	438 x 314 x 256 mm	1200 X 800 X 1942 mm
168682	4G	225 x 125 x 145 mm	598 x 395 x 245 mm	1200 X 800 X 1865 mm
168654	4,5G	225 x 125 x 145 mm	598 x 395 x 245 mm	1200 x 800 x 1865 mm
168670	5G	225 x 125 x 145 mm	598 x 395 x 245 mm	1200 X 800 X 1865 mm