



## MoliCare® Men pad 4G/5G Protection anatomique



Référence	Taille	Code EAN sachet	Code EAN carton	Code EAN palette
168705	4G	4052199291956	4052199291963	4052199291970
168801	5G	4052199291987	4052199291994	4052199292007

### Produit

Protection absorbante spécifique homme avec triple coussin absorbant "Dry Plus" assurant une diffusion rapide de l'urine pour un effet garde au sec et une neutralisation des odeurs.

Les barrières anti-fuites hydrophobes latérales assurent une sécurité maximale.

Le voile externe en nontissé est intraversable et micro-respirant. La bande de fixation adhésive permet le maintien de la protection dans le sous-vêtement.

Protection active de la peau

Grâce à son pH 5,5, neutre à la peau, le coussin diffuseur aide à préserver le pH physiologique de la peau.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique.

### Indications / Classification

Pour fuites urinaires légères à moyennes chez l'homme.

MoliCare® Men pad 4G/5G est un dispositif médical de classe I.

### Spécifications



#### Composition :

- un nontissé externe hydrophile, recouvrant la zone absorbante
- des barrières anti-fuites hydrophobes latérales avec élastiques souples,
- un triple coussin absorbant "Dry Plus" constitué de superabsorbant et de cellulose défibrée,
- un voile externe intraversable et micro-respirant en nontissé,
- une bande de fixation longitudinale adhésive

#### Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Poids total du produit
168705	345 +/- 10 mm	22,2 g env.
168801	345 +/- 10 mm	34,4 g env.



### Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition : - 1ère miction	Relargage : - 1ère miction	Vitesse d'acquisition : - 2ème miction	Relargage : - 2ème miction
168705	25 ml : 30 max. 45 s	25 ml : max. 0,5 g	25 ml : 60 max. 80 s	50 ml : max. 5,0 g
168801	75 ml : 30 max. 45 s	75 ml : max. 0,5 g	75 ml : 60 max. 80 s	150 ml : max. 5,0 g

Référence	Absorption ISO 11948-1*
168705	546 ml +/- 7%
168801	852 ml +/- 7%

\*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : Allemagne

## Présentation / Conditionnement

Les MoliCare® Men pads 4G et 5G sont conditionnés en sachet (polyéthylène), puis en carton.  
Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité.

Référence	Taille	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
168705	4G	14	12	30
168801	5G	14	12	30

Référence	Taille	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
168705	4G	210 x 105 x 150 mm	438 x 314 x 331 mm	1200 x 800 x 1805 mm
168801	5G	210 x 105 x 150 mm	438 x 314 x 331 mm	1200 x 800 x 1805 mm