

MoliCare® Premium Mobile 6 gouttes

Slip absorbant



| Référence | Taille | Code EAN carton | Code EAN demi-palette | Code EAN palette |
|-----------|--------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 915840 | XS | 4052199275376 | 4052199108599 | 4052199275383 |
| 915831 | S | 4052199275406 | 4052199108612 | 4052199275413 |
| 915832 | M | 4052199275437 | 4052199106854 | 4052199275444 |
| 915833 | L | 4052199275468 | 4052199106861 | 4052199275475 |
| 915834 | XL | 4052199275499 | 4052199108667 | 4052199275505 |

Produit

MoliCare® Premium Mobile est un slip absorbant pour les soins d'incontinence constitué d'un triple coussin absorbant, qui garde la peau au sec, et de barrières anti-fuites.

Il comporte un coussin diffuseur au pH 5,5 neutre à la peau, qui aide à préserver le pH physiologique de la peau.

Testé sous contrôle dermatologique.

Le produit est destiné aux patients mobiles ou semi-mobiles et aux patients agités ou déments.

Le produit est à usage unique et doit être changé régulièrement autant que nécessaire.

Il se porte comme un sous-vêtement classique.

Usagé, il suffit de déchirer les coutures latérales.

Indications / Classification

MoliCare® Premium Mobile est indiqué en cas d'incontinence urinaire et fécale, quel que soit le degré d'incontinence, et lors de la mise aux toilettes pour maintenir la continence.

Le produit peut être utilisé dans un environnement de soins à domicile et dans des établissements de santé professionnels. La pose peut être effectuée par le patient lui-même, un aidant et/ou un professionnel de santé.

MoliCare® Premium Mobile 6 gouttes est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Base du châssis : nontissé en polypropylène, hydrophobe, respirant, blanc

Voile externe : film de polyéthylène avec couche de non-tissé de polypropylène, blanc, respirant

Structure du triple coussin absorbant :

1. Coussin de maintien : cellulose*
2. Coussin absorbant : cellulose* avec polymère superabsorbant
3. Coussin diffuseur : cellulose* à fibres longues en spirale : "curled fiber"

* Blanchie sans chlore élémentaire

Adhésif : colle type hotmelt

Voile de surface : polypropylène - nontissé, hydrophile, blanc

Barrières anti-fuites : polypropylène - nontissé, hydrophobe, blanc

Elastiques : élastiques à base de polyuréthane pour les fronces et les barrières anti-fuites au niveau de l'entrejambe, la ceinture élastiquée au niveau de la taille et les hanches.

Indicateur d'humidité : encre hydrosoluble



La taille du slip est indiquée par la lettre au niveau de l'indicateur d'humidité et le nombre de fils de couleur intégrés dans la ceinture (XS = Extra Small, S = Small, M = Medium, L = Large, XL = Extra Large).

Caractéristiques :

| Référence | Longueur totale | Largeur totale | Poids total du change | Tour de hanches |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 915840 | 730 +/- 10% | 550 +/- 10% | 67 g env. | 45 - 70 cm |
| 915831 | 730 +/- 10% | 550 +/- 10% | 69 g env. | 60 - 90 cm |
| 915832 | 800 +/- 10% | 660 +/- 10% | 78 g env. | 80 - 120 cm |
| 915833 | 900 +/- 10% | 810 +/- 10% | 95 g env. | 100 - 150 cm |
| 915834 | 960 +/- 10% | 900 +/- 10% | 105 g env. | 130 - 170 cm |

Performances :

| Référence | Vitesse d'acquisition : 1ère miction | Relargage : 1ère miction | Vitesse d'acquisition : 2ème miction | Relargage : 2ème miction |
|-----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 915840 | 100 ml : 25 max. 40 s | 100 ml : 0,10 max. 0,15 g | 100 ml : 55 max. 85 s | 200 ml : 1,0 max. 2,5 g |
| 915831 | 100 ml : 25 max. 40 s | 100 ml : 0,10 max. 0,15 g | 100 ml : 50 max. 80 s | 200 ml : 1,0 max. 2,5 g |
| 915832 | 100 ml : 25 max. 40 s | 100 ml : 0,10 max. 0,15 g | 100 ml : 50 max. 80 s | 200 ml : 1,0 max. 2,5 g |
| 915833 | 100 ml : 25 max. 40 s | 100 ml : 0,10 max. 0,15 g | 100 ml : 50 max. 80 s | 200 ml : 1,0 max. 2,5 g |
| 915834 | 100 ml : 25 max. 40 s | 100 ml : 0,10 max. 0,15 g | 100 ml : 50 max. 80 s | 200 ml : 1,0 max. 2,5 g |

| Référence | Absorption ISO 11948-1* |
|-----------|-------------------------|
| 915840 | 1361 ml |
| 915831 | 1475 ml |
| 915832 | 1662 ml |
| 915833 | 1963 ml |
| 915834 | 2140 ml |

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : Allemagne ou France.

Présentation / Conditionnement

Les MoliCare® Premium Mobile 6 gouttes sont conditionnés en sachet (polyéthylène), puis en carton. Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité.

| Référence | Taille | Nb unités / sachet | Nb sachets / carton | Nb cartons / palette |
|-----------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 915840 | XS | 14 | 4 | 28 |
| 915831 | S | 14 | 4 | 28 |
| 915832 | M | 14 | 3 | 42 |
| 915833 | L | 14 | 4 | 24 |
| 915834 | XL | 14 | 4 | 24 |

| Référence | Taille | Dimensions sachet | Dimensions carton | Dimensions palette |
|-----------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 915840 | XS | 240 X 190 X 245 mm | 503 x 393 x 255 mm | 1200 x 800 x 1935 mm |
| 915831 | S | 240 x 190 x 245 mm | 503 x 393 x 255 mm | 1200 x 800 x 1935 mm |
| 915832 | M | 240 X 190 X 250 mm | 585 x 260 x 255 mm | 1200 x 800 x 1935 mm |
| 915833 | L | 280 x 190 x 285 mm | 593 x 393 x 296 mm | 1200 x 800 x 1926 mm |
| 915834 | XL | 280 x 190 x 285 mm | 593 x 393 x 296 mm | 1200 x 800 x 1926 mm |