

PREMIA PÉDALIERS

A utiliser en position assise, les mini pédaliers permettent de stimuler et entretenir les jambes ou les bras. Une molette de serrage permet d'intensifier l'effort à fournir. Le modèle PREMIA PLUS est équipé d'un compte-tours électronique pour mesurer les efforts. Matériaux : acier peinture époxy et plastique.




PREMIA PLUS (820031)




PREMIA (820030)



Compte-tours électronique (820031)



PREMIA plié (820030)



PREMIA en situation (820030)

DIMENSIONS

Codes	Désignations	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
820030	PREMIA pédalier d'exercice	26 cm	39 cm	44,5 cm	2,22 kg
820031	PREMIA PLUS pédalier d'exercice				

EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
820030	PREMIA pédalier d'exercice	3401020663393	Néant
820031	PREMIA PLUS pédalier d'exercice	3401029526736	