

# REVITIVE® MEDIC PHARMA

Stimulateur Circulatoire Haute Performance

EXCLUSIF EN PHARMACIE

2 Thérapies en 1 - EMS + TENS  
2 brevets - Système IsoRocker® et  
WidePulse Waveforms

- ▶ Améliore activement la circulation
- ▶ Réduit les gonflements dans les jambes et les pieds
- ▶ Soulage les douleurs et les crampes
- ▶ Cible et soulage les douleurs corporelles (TENS)

Convient aux personnes souffrant de :

Mauvaise circulation

Arthrose

Mobilité réduite

Diabète

Revitive propose une gamme de dispositifs médicaux de classe IIa conçus pour améliorer la circulation et soulager les douleurs liées à une mauvaise circulation ou à certaines maladies chroniques impactant la circulation comme le diabète ou l'arthrose.

Les stimulateurs circulatoires Revitive sont développés en partenariat avec des chercheurs, testés cliniquement, et enregistrés auprès de l'ANSM.

Ils utilisent la technologie de l'Electrostimulation musculaire (EMS) pour délivrer une impulsion sous la plante des pieds, ce qui fait travailler les muscles des mollets comme une pompe et active la circulation.

## Les brevets Revitive:

- Grâce au système IsoRocker® unique breveté, les stimulateurs contribuent aussi à améliorer la mobilité de la cheville.
- Leurs ondes larges (Widepulse Waveforms) sont brevetées et permettent une meilleure performance stimuloire et un meilleur confort d'utilisation.

## Revitive ne convient pas dans les cas suivants:

- Port d'un pacemaker ou AICD (défibrillateur cardiaque automatique)
- Thrombose veineuse profonde (TVP) existante
- Grossesse

Si vous n'êtes pas sûr de vos symptômes, demandez conseil à votre médecin traitant ou votre pharmacien.

Inclus: Télécommande avec piles AAA, 2 électrodes corporelles, manuel de l'utilisateur, prise secteur.



Référence: 4441-2837AB

	Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	393 (H) x 369 (L) x 95,5 (P) mm	2,60
Carton	6	415 (H) x 380 (L) x 615 (P) mm	15,60
Palette	54	1430 (H) x 1200 (L) x 800 (P) mm	156,80

## Caractéristiques principales



Niveaux d'intensité

Avec ses 99 niveaux d'intensité, Revitive Medic Pharma s'adapte à tous les besoins de stimulation de la circulation.



Système IsoRocker® unique

Assure un mouvement doux de l'articulation de la cheville reproduisant le mouvement de bascule du pied, tandis que les muscles de la jambe se contractent et se relâchent.

Breveté



Dual Mode

Grâce aux électrodes corporelles qui peuvent s'utiliser aussi bien en mode EMS qu'en mode TENS, vous pouvez cibler d'autres parties du corps si besoin.



Stimulation Waveforms

Notre toute dernière percée scientifique en matière de circulation qui offre un meilleur confort lors de la stimulation.



Ondes à Impulsions Larges

Pour éviter l'habitude des muscles, ces formes d'ondes ayant toutes une séquence différente stimulent les muscles de manière optimale durant toute la durée du traitement.

WidePulse Waveforms Breveté



Télécommande

Pour faciliter son utilisation, Revitive Medic Pharma peut être opéré à l'aide d'une télécommande ou manuellement.



Sans médicament

Revitive est le moyen sans médicament d'améliorer activement la circulation et de soulager l'inconfort.

TESTÉ EN CLINIQUE

SANS MÉDICAMENTS

DISPOSITIF MÉDICAL

RECOMMANDÉ PAR DES EXPERTS MÉDICAUX

REVITIVE

## Recommandé par des experts médicaux

Le Dr Benigni,  
phlébologue  
spécialiste  
des maladies  
veineuses,



recommande "de stimuler les muscles des mollets afin d'améliorer la circulation veineuse dans les jambes et d'éviter les symptômes liés à une mauvaise circulation".

" Lorsque mes jambes et mes pieds ont commencé à me ralentir, on m'a dit c'est ça vieillir !

Alors j'utilise Revitive pour améliorer ma circulation et ça marche. Pourquoi pas vous ? "

**Marion Game**

Comédienne et utilisatrice de Revitive



## Accessoires Revitive

### Sac de Transport Revitive

Pratique et durable

Référence: 1102-REV-BAG

		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217490754	330 (H) x 440 (L) x 65 (P) mm	0,90
Carton	10	5060217490778	350 (H) x 460 (L) x 680 (P) mm	10,00
Palette	80	5060217494165	1550 (H) x 1200 (L) x 800 (P) mm	104,00



### Electrodes Corporelles de Remplacement

Référence: 2044-REV-PADS

		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217490303	120 (H) x 90 (L) x 20 (P) mm	0,053
Carton	300	5060217492130	550 (H) x 460 (L) x 480 (P) mm	16,40

Inclus: 4 électrodes corporelles, manuel de l'utilisateur



Une PLV gratuite impactante pour une expérience consommateur mémorable. Présentoir étagère, brochures client, guide de formation - un atout pour la conversion.



**VU À LA TÉLÉ**

Tous les mois, Revitive est publicisé autour des programmes favoris des seniors.



Pour toute commande, veuillez contacter notre service Logistique à l'adresse e-mail suivante: [logistique@revitive.fr](mailto:logistique@revitive.fr)

Pour toute demande SAV, veuillez contacter notre service à l'adresse suivante: [contact@revitive.fr](mailto:contact@revitive.fr)

Toute commande est soumise à nos conditions générales de vente (CGV) et emporte leur acceptation sans réserve.

Conformément aux clauses plus amplement détaillées dans nos CGV jointes au présent tarif :

- TOUT LITIGE EN RELATION AVEC UNE COMMANDE OU CONTRAT SERA SOUMIS A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE PARIS.
- NOUS CONSERVONS LA PROPRIETE DES PRODUITS JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX.