

# COUSSIN HÉMI-CARE XS

Références	Désignations
NEG0855	Coussin hémi-care XS
NEG1045	Housse en coton bouclette
NEG0868	Housse en PU bi-élastique
NEG0855HLEN	Housse en Lenzing®
<b>Dimensions : 42 x 25 cm</b>	



Ce coussin permet de caler parfaitement les membres supérieurs pour les personnes hémiplegiques.

## COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 54 % enduction de polyuréthane, 46% polyamide
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
- Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
- Housse PU bi-élastique : 4 % enduction de polyuréthane, 46% polyamide
- Housse lenzing® : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

## RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion...) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

## ENTRETIEN :

Coussins :



Housse coton bouclette :



Housse PU bi-élastique et lenzing® :

